



MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>6000034 - Edwards - E2M5 - A361-03-390</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):NW25 Anschlußflansch(Ausgang):Schlauchan- schluß 15mm AD
	<b>Technische Daten:</b> Nennsaugvermögen:5,0m³/h Betriebsmittelmenge:0,55l Betriebstemperatur:52°C Motorleistung:0,30kW Netzanschluß:Spannung:1-PH-Motor 220/240V/50Hz oder 60Hz Saugvermögen bei 50Hz:5,0m³/h Saugvermögen bei 60Hz:6,0m³/h
	<b>Neupreis: <u>Auf Anfrage</u></b>
	<b>Austauschpreis:</b> <span style="float: right;"></span> <span style="float: right;"><b>766,94 EUR</b></span>

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)