



MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000034 - Edwards - E2M5 - A361-03-390	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):NW25 Anschlußflansch(Ausgang):Schlauchan- schluß 15mm AD
	Technische Daten: Nennsaugvermögen:5,0m³/h Betriebsmittelmenge:0,55l Betriebstemperatur:52°C Motorleistung:0,30kW Netzanschluß:Spannung:1-PH-Motor 220/240V/50Hz oder 60Hz Saugvermögen bei 50Hz:5,0m³/h Saugvermögen bei 60Hz:6,0m³/h
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
	Austauschpreis:  766,94 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)