

MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>6000103 - Edwards - RV8 - A654-01-903</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN25KF Anschlußflansch(Ausgang):DN25KF
	<b>Technische Daten:</b> Nennsaugvermögen:8,5m <sup>3</sup> /h Betriebsmittelmenge:0,75l Betriebstemperaturbereich:12-40°C Motorleistung:0,45kW Netzanschluß:Spannung:1-PH-Motor 110-120V oder220-240V/50Hz oder 60Hz Saugvermögen bei 50Hz:8,5m <sup>3</sup> /h Saugvermögen bei 60Hz:10m <sup>3</sup> /h
<b>Gewicht (Netto): 26 Kg</b>	
<b>Neupreis: <u>Auf Anfrage</u></b>	
<b>Austauschpreis:</b>	 <b>766,94 EUR</b>

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)