



MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000286b - Pfeiffer Vacuum - DUO5 - PKD61702	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN16ISO-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	Technische Daten: Nennsaugvermögen:5m³/h Betriebsmittelmenge:0,75l Betriebstemperatur:80°C Motorleistung:0,25kW Netzanschluß:Spannung:1-PH-Motor 110V/60Hz,3TF Saugvermögen bei 60Hz:6m³/h Schalter:ja
	Gewicht (Netto): 22 Kg
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
Austauschpreis:	 766,94 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)