



MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>7000046 - Pfeiffer Vacuum - DUO4B - PKD42105A</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN25-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN25-KF
	<b>Technische Daten:</b> Nennsaugvermögen(50Hz):4,6m³/h Nennsaugvermögen(60Hz):5,5m³/h Enddruck(Partial ohne Gasballast): <1x10-4mbar Betriebstemperatur:80°C Betriebsmittelmenge:0,8l Drehzahl:1420 1/min Schalter:nein
	<b>Gewicht (Netto):</b> 20 Kg
	<b>Neupreis:</b> <u>Auf Anfrage</u>
<b>Austauschpreis:</b>	 <b>766.94 EUR</b>

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)