

MassTech Analysengeräte Technik GmbH | Fon: +49 (0)421 5288140

**7000065 - Edwards - RV3 - A652-01-903**

	<p><b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN25KF Anschlußflansch(Ausgang):DN25KF</p>
	<p><b>Technische Daten:</b> Nennsaugvermögen:3,3m³/h Betriebsmittelmenge:0,7l Betriebstemperaturbereich:12-40°C Motorleistung:0,25kW Netzanschluß:Spannung:1-PH-Motor 110-120V oder 220-240V/50Hz oder 60Hz Saugvermögen bei 50Hz:3,3m³/h Saugvermögen bei 60Hz:3,9m³/h</p>
<p><b>Gewicht (Netto):</b> 21,6 Kg</p>	
<p><b>Neupreis:</b> <u>Auf Anfrage</u></p>	
<p><b>Austauschpreis:</b>  <b>766,94 EUR</b></p>	

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)