


MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
7000105 - Leybold - Triviac D4B - 11245	
	Technische Daten: Nennsaugvermögen:4,8m³/h Enddruck(Partial ohne Gasballast):10-4mbar Wechselstrommotor:(230V,50Hz) Betriebsmittelmenge:0,8l Motorleistung:370W
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
	Austauschpreis: 766,94 EUR 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)