



MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
7000116 - Pfeiffer Vacuum - DUO8B - PKD44105A	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN25-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN25-KF
	Technische Daten: Nennsaugvermögen(50Hz):9,3m³/h Nennsaugvermögen(60Hz):11,1m³/h Enddruck(Partial ohne Gasballast): <1x10-4mbar Betriebstemperatur:80°C Betriebsmittelmenge:,1l Drehzahl:1420 1/min Schalter:nein
	Gewicht (Netto): 22 Kg
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
Austauschpreis:	 1.175.97 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)