

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
7000201 - Pfeiffer Vacuum - MZ 2 D - PKT01060	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN16 ISO-KF Anschlußflansch(Ausgang):G 1/4" Schalldämpfer
	Technische Daten: Nennsaugvermögen:2,0m³/h Enddruck:<5mbar Netzanschluß:Frequenz 50Hz Netzanschluß:Spannung 230V Schalleistung:50dB(A) Schalter:ja
	Gewicht (Netto): 10,1 Kg
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
Austauschpreis:  562,42 EUR	

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)