

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000006 - Pfeiffer Vacuum - TPH240(spec.180° gedreht für Incos50) - PMP01322B	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN100ISO-K Anschlußflansch(Ausgang):DN25ISO-KF
	Technische Daten: Saugvermögen für N2:230l/s Drehzahl+2%:60000 1/min Drehzahl:Stand-By:40000 1/min Saugvermögen für H2:210l/s Saugvermögen für He:240l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe: <1,00x10-08mbar
	Für Antriebselektronik: TCP380 / TCP121 / TCP310
	Gewicht (Netto): 9 Kg
Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>	
Austauschpreis (Lagerwechsel):	 971,45 EUR
Austauschpreis (Rotorwechsel):	 2.351,94 EUR
Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):	 506,18 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)