

MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>6000006 - Pfeiffer Vacuum - TPH240(spec.180° gedreht für Incos50) - PMP01322B</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN100ISO-K Anschlußflansch(Ausgang):DN25ISO-KF
	<b>Technische Daten:</b> Saugvermögen für N2:230l/s Drehzahl+2%:60000 1/min Drehzahl:Stand-By:40000 1/min Saugvermögen für H2:210l/s Saugvermögen für He:240l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe: <1,00x10-08mbar
	<b>Für Antriebselektronik:</b> TCP380 / TCP121 / TCP310
	<b>Gewicht (Netto): 9 Kg</b>
<b>Neupreis: <u>Auf Anfrage</u></b>	
<b>Austauschpreis (lagerwechsel):</b>	📦 971,45 EUR
<b>Austauschpreis (Rotorwechsel):</b>	📦 2.351,94 EUR
<b>Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):</b>	📦 506,18 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)