

| | |
|--|---|
| MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140 | |
| 6000007 - Pfeiffer Vacuum - TMH260-PH2 - PMP02130 | |
|  | Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN100ISO-K Anschlußflansch(Ausgang):DN25ISO-KF |
| | Technische Daten: Saugvermögen für N2:210l/s Drehzahl+2%:60000 1/min Drehzahl:Stand-By:40000 1/min Saugvermögen für H2:180l/s Saugvermögen für He:220l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-11mbar |
| | Für Antriebselektronik: TCP380 / TCP121 / TCP310 |
| | Gewicht (Netto): 9 Kg |
| Neupreis: <u>Auf Anfrage</u> | |
| Austauschpreis (Lagerwechsel): |  920,33 EUR |
| Austauschpreis (Rotorwechsel): |  2.351,94 EUR |
| Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel): |  506,18 EUR |

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)