

MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>6000013 - Pfeiffer Vacuum - TMH64-PH1 - PMP02360</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN63ISO-K/CF-F Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	<b>Technische Daten:</b> Saugvermögen für N2:53l/s Drehzahl+2%:90000 1/min Drehzahl:Stand-By:60000 1/min Saugvermögen für H2:31l/s Saugvermögen für He:42l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<2,00x10-10 2mbar
	<b>Für Antriebselektronik:</b> TCP035 / TCP015
	<b>Gewicht (Netto):</b> 4 Kg
<b>Neupreis:</b> <u>Auf Anfrage</u>	
<b>Austauschpreis (Lagerwechsel):</b>	📦 664,68 EUR
<b>Austauschpreis (Rotorwechsel):</b>	📦 1.431,62 EUR
<b>Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):</b>	📦 460,16 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)