

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
7000007 - Pfeiffer Vacuum - TMH071 - PMP02802	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN40ISO-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	Technische Daten: Saugvermögen für N2:33l/s Drehzahl+-2%: 90000 1/min Drehzahl:Stand-By:60000 1/min Saugvermögen für H2:37l/s Saugvermögen für He:38l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe:<1,00x10-08mbar Sperrgasanschluß:nein
	Gewicht (Netto): 3,1 Kg
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
Austauschpreis (Lagerwechsel):	 818,07 EUR
Austauschpreis (Rotorwechsel):	 1.687,26 EUR
Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):	 460,16 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)